


濃縮血漿板フィブリン（ゲル・リキッド）・PRP の分離に最適

卓上低速遠心機 LT-015

標準価格 **¥158,000**

- 最小限スペースの分離用卓上低速遠心機。
- ブラシ粉が無いブラシレスのインダクションモータを採用。
- アンクルロータの採用で、低 G・短時間での分離 / 回収が可能。
- 遠心中における試料の温度上昇が最小限。
- 簡単シンプルな操作方法。



本体仕様

最高回転数	2,900rpm
最大遠心加速度	870G
処理容量	15ml カルチャーチューブ × 4本・採血管 × 4本
回転数設定値	1,250rpm/2,900rpm の2段階
遠心加速度設定値	160G/870G の2段階
遠心タイマ	0～30分・連続
本体寸法・質量	255W×275D×250Hmm（突起部含まず）・8kg
定格電圧	100V
電源入力	1A
必要な電源	単相 AC100V（50/60Hz）15A
医療機器製造販売業許可番号	07B2X00007

- BD バキュティナ滅菌済み採血管（付属アダプタ併用）使用時の遠心加速度は、1,250rpm - 130G、2,900rpm - 700G になります。
- 仕様および外観は、改良のため予告無く変更する場合があります。

販売元

MICRO MTECH

株式会社マイクロテック

<http://www.micro-t.jp>

〒111-0036 東京都台東区松が谷1-8-9 TEL: 03-5827-1380 FAX: 03-5827-1381 E-MAIL: info@micro-t.jp

製造販売元 トミー工業株式会社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17 TEL: 03-5987-3350